

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS ORL-S108

Datum: 09.05.2026

DEUTSCH

Scale 08

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Bestimmung von Glukose (Traubenzucker)

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Konfigurieren Sie Ihr Refraktometer mit individuellen Skalen ganz nach Ihren Anforderungen – auch nach dem Kauf nachrüstbar
- Hinweis: Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar
- Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Modell-Artikel-Code | ORL-S108 |
| Modell-Reihe | ORL-S |
| Sortiment | Optics |
| Produkt Segment | Refraktometer |
| Produktgruppe | Digitale Refraktometer |
| Produkt-Verwendungsart | Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761489561 |
| Zolltarifnummer | 90275000 |
| Herkunftsland | DE |

Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|--------------|-------------|
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeiten | 1 d |

Technische Daten - Primär

| | |
|---------------|-------------------------|
| Skalen | Glukose (Traubenzucker) |
| Skala Bereich | 0,0 % - 59,9 % |

Technische Daten - Messsystem

| | |
|-------------|-------|
| Ablesung | 0,1 % |
| Genauigkeit | 0,2 % |