


# KERN 346-055-004

Cesto per pesi a blocco, regolato secondo la classe OIML M1

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-055-004
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761225084
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	2,5 g

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	1000×500×500 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	2,5 mg

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	810×380×390 mm
----------------------------	----------------

## Funzioni

Standard

Peso lordo	55 kg
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizionario
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	5 kg
Tempo di consegna	2 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-646
--------------------	---------

# KERN 346-055-004

Cesto per pesi a blocco, regolato secondo la classe OIML M1

