

KERN 346-87

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-87
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761361799
Modelo predecesor	346-87-2019a; 346-87-2024a
Modelo sucesor	346-87-2024e2
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	500 mg
Caja aluminio	346-070-600

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	193×95×108 mm
Material	Hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	500 mg

Funciones

Densidad (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	1408,4507

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×110×120 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Yes
-----------------------------	-----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-644
-------------------	---------

KERN 346-87

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Standard

