

Software EasyTouch

SET-28 Customization Service

EasyTouch Customization Service – Interfacce dati e adattamenti personalizzati

Caratteristiche

- KERN SET-28 garantisce potenti connessioni dati dei sistemi IT preesistenti (quali ERP, PPS ecc.) con KERN EasyTouch, per es. per il trasferimento dei dati base degli articoli o per la sincronizzazione dei dati di pesata e delle quantità da contare
- Agevole lettura iniziale di grandi quantità di dati: Una grande quantità di dati anagrafici come ricette, pezzi contati, articoli con le rispettive tolleranze ecc., possono essere trasferiti dai sistemi ERP e PPS alla memoria dati base di EasyTouch semplicemente premendo un tasto – e assolutamente senza errori!
- Sincronizzazione permanente dei dati base degli articoli: i dati base quali dati degli articoli, ricette, pesi di riferimento di articoli da contare ecc. possono essere modificati, integrati o modificati sia nel rispettivo sistema ERP o PPS che in EasyTouch. Le modifiche vengono comunicate a tutti i sistemi collegati e salvati nelle rispettive memorie (sincronizzazione automatica dei dati)

- Sincronizzazione permanente dei dati di pesata e di misurazione: valori di pesata, dati di misurazione, risultati di conteggio, numeri di lotto e tanti altri dati di processo provenienti da EasyTouch possono essere sincronizzati con i sistemi ERP e PPS collegati. Per esempio, quindi, con EasyTouch i dati di pesata o i dati di conteggio pezzi rilevati possono essere memorizzati direttamente come dati di giacenza a magazzino in un sistema ERP collegato ed elaborati all'interno di questo sistema. EasyTouch può pertanto rappresentare il comodo "front-end" di un sistema di gestione giacenze collegato, ma con funzioni aggiuntive di pesata e conteggio professionale, ecc.
- La funzione Save-Server è un prerequisito per tutte le interfacce dati permanenti, al fine di impostare l'interfaccia con una fonte dati centrale

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

DI SERIE



SU RICHIESTA

