

KERN 327-13

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-13
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004832
Modello successivo	327-13-2025e
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	25 mg
Cassa in alluminio	317-130-600
Cassa in plastica	347-130-400
Cassa in legno	317-130-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	25 mg

Funzioni

Densità (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	625

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×80×147 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-443
--------------------	---------

KERN 327-13

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Standard

