

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ODC 85 1

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- La cámara de microscopio HDMI KERN ODC-851 ha sido especialmente desarrollada para la conexión HDMI directa a un dispositivo reproductor compatible con HDMI. Las imágenes se pueden guardar directamente en la tarjeta SD incluida o transmitirse a su ordenador o portátil por el cable USB 2.0, utilizando el software OXM 901, para su posterior edición
- El suministro de corriente se lleva a cabo mediante una unidad de alimentación externa de 12 V
- Volumen de suministro ODC 851: cámara, ratón USB, cable USB 2.0, cable HDMI, tarjeta SD (16 GB) y software de la cámara Microscopio VIS Basic KERN OXM 901
- Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado para su microscopio KERN

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 851
Serie de modelos	ODC-85
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761360310

Modelo predecesor ODC 851-2022a

Número del arancel aduanero 85258900

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	HDMI Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	2 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1/2"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	externo (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	88×78×68 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	225×170×90 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,00 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	423 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 11,5 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 0 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 65,5 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
ODC-A8101	Micrómetro portaobjetos KERN ODC-A8101
ODC-A8104	Ocular Adaptador KERN ODC-A8104
ODC-A8107	Ocular Adaptador KERN ODC-A8107
ODC-A8106	Ocular Adaptador KERN ODC-A8106
ODC-A2404	Portaobjetos de calibración con micrómetro KERN ODC-A2404

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
ODC-A8101	Micrómetro portaobjetos KERN ODC-A8101
ODC-A8501	Cables HDMI ODC-A8501
ODC-A8502	Ratón USB ODC-A8502
ODC-A8503	Cable USB 2.0 ODC-A8503
ODC-A8504	Fuente de alimentación KERN ODC-A8504
ODC-A8505	Tarjeta de memoria SD ODC-A8505
ODC-A8506	Fuente de alimentación KERN ODC-A8506