

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER 287-A02

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Gancio per bilancia a molla 10 – 1000 g

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Gancio 287-A02

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	287-A02
Modello-Serie	287
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Morsetti e strumenti di serraggio
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761189935
Numero di tariffa doganale	84239010

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 2 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	33x20x2 mm

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	40x25x5 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-100	Calibrazione di fabbrica KERN 961-100