

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KUP-13

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Extension-Box, für den Anschluss von bis zu drei Schnittstellen parallel

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Extension-Box, für den Anschluss von bis zu drei Schnittstellen parallel
- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUP-13
Modell-Reihe	KUP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1254008
Zolltarifnummer	90160090

Verpackungsbestandteil 100 g
- nach Gewicht - Karton

Verpackungsbestandteil 100 g
- nach Gewicht - Styropor

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×145×40 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
KUP-01	Adapter KERN KUP-01
KUP-03	Adapter KERN KUP-03
KUP-04	Adapter KERN KUP-04
KUP-05	Adapter KERN KUP-05
KUP-06	Adapter KERN KUP-06
KUP-08	Adapter KERN KUP-08