

BROCHURE PRODUIT

KERN
3 15-3 12-407

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 100 g (M1); 2000 g (F2)

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-312-407
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service

Code EAN (Modèle) 4045761245747

Numéro de tarif douanier 84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included 100 g (M1); 2000 g (F2)

Valeur nominale 100 g & 2 kg

Classe OIML F2;M1

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	255×135×140 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-400-600
-----------------	-------------

FONCTIONS

Standard



SERVICES

Modèle	Description
962-400-600	Étalonnage DAkKS KERN 962-400-600

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242