

BROCHURE PRODUIT

KERN 327-16

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Image not
available

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 kg, Bouton, inox poli

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- empilable

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-16
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1004887
Modèle prédécesseur	327-76
Modèle successeur	327-16-2025e
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	250 mg
Boîtier aluminium	317-160-600
Caisse en bois	317-160-100

Données techniques - Construction

Matériau	inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	F1
OIML conform	yes
Tolerance (OIML)	250 mg
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	6250

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	178×178×298 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	17 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	yes
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-446
-----------------	---------

ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-290	Gant KERN 317-290
317-160-100	Étui en bois pour poids KERN 317-160-100
317-160-600	Étui à protection en aluminium KERN 317-160-600

SERVICES

Modèle	Description
952-446	Homologation KERN 952-446
962-446	Étalonnage DAkkS KERN 962-446
962-446R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-446R
921-446	Écart positif garanti (? + 1/3 OIML) poids individuel KERN 921-446
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
327-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100
327-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100
327-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100
327-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100
327-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100
327-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100
327-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100
327-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100
327-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100
327-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100
327-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100
327-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100
327-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100
327-141	10 kg	50 mg	non disponible	non disponible	337-141-100
327-15	20 kg	100 mg	317-150-600	-	317-150-100

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
327-151	20 kg	100 mg	non disponible	non disponible	337-151-100
327-16	50 kg	250 mg	317-160-600	-	317-160-100
327-161	50 kg	250 mg	non disponible	non disponible	337-161-100
327-131	5 kg	25 mg	-	-	337-131-100