

KERN 346-86

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-86
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761361782
Vorgängermodell	346-86-2020a; 346-86-2024a
Nachfolgemodell	346-86-2024e2
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	155×78×84 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	250 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×85×93 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-643
-------------------	---------

KERN 346-86

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Option

