

## BROCHURE PRODUIT

---

# OPTICS OZB-A5301

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? Dispositifs de maintien

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

- Pour ces systèmes modulaires flexibles, vous pouvez choisir entre deux dispositifs de maintien de microscope. Ces maintiens sont conçus pour tous les supports de microscopes binoculaires et universels (sauf bras articulé à ressort) pour permettre une focalisation précise
- Support pour statif de stéréomicroscope avec rotation réglable du volant
- Diamètre pour la tête microscope: 76 mm
- Diamètre pour la colonne support: 25 mm

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A5301
Model-Serie	OZB-H
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761169609
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Construction

Holder diameter	76 mm
-----------------	-------

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	290×210×135 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	239,987 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	7,9008 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	81,3124 g
Délai de livraison	1 d

### FONCTIONS

Standard
----------

