

KERN 315-207-204

Safety Set 10 g (F1); 100 g (F1)

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-207-204
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761245471
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 g & 100 g
Cassa in alluminio	Zet315-000-000
Peso set cassa	In valigetta di alluminio

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile
È un set di pesi	Sì
Numero di pesi nel set	2
Tipo di caso	In valigetta di alluminio

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 g & 100 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 150×115×70 mm

Peso lordo 1,00 kg

Peso netto 0,50 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 500 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Sì

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-400-400

Funzioni

KERN 315-207-204

Safety Set 10 g (F1); 100 g (F1)



Standard

