

KERN 346-87

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, fonte laqué

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-87
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761241633
Modèle prédécesseur	346-87-2019a
Modèle successeur	346-87-2024e2; 346-87-2025e
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	500 mg
Boîtier aluminium	346-070-600

Données techniques - Construction

Dimensions	190×95×113 mm
Matériau	Fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui

Les fonctions

Tolerance (OIML)	500 mg
Density (kg/m³)	7100
Volume (cm³)	1408,4507

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	210×110×125 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-644
-----------------	---------

KERN 346-87

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, fonte laqué



Standard

