

KERN ODC 841

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 841
Model-Serie	ODC-84
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761235724
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	20 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Externe (OXM 902)
Dimensions	68×68×46 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Fiche d'alimentation	USB B
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 150×150×100 mm

Poids brut	0,65 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 0 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 91,5 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 500 mg

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 72,5 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

KERN ODC 841

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

