

KERN 326-084

Juego de pesas, F1, 1 g - 5 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-084
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesos de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761223929
Modelo predecesor	322-084
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g - 5 kg
Caja plástico	313-082-400
Peso conjunto caja	En un estuche de plástico

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
Es juego de pesas	Sí
Tipo de caja	En un estuche de plástico

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g - 5 kg
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 350×320×180 mm

Peso bruto 13 kg

Peso neto 13 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-421

Funciones

KERN 326-084

Juego de pesas, F1, 1 g - 5 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico

KERN[®]

Standard

