

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A7101UK

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Um Ihnen maximale Flexibilität und höchsten Komfort in der Stereomikroskopie zu bieten, wählen Sie hier Ihre favorisierte Beleuchtung aus
- Diese professionellen Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende Lichtqualität bei konstanter Intensität auf das Objekt: Mit dieser Polarisationsringbeleuchtung steht Ihnen zusätzlich ein hervorragendes Bauteil, speziell optimiert für die Betrachtung von glänzenden Oberflächen, zur Verfügung
- Selbstverständlich sind diese externen Beleuchtungseinheiten auch für Ihr Standard-Stereomikroskop passend
- Ausnahme: Die Ringbeleuchtungen passen nicht in Kombination mit folgenden Serien: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A7101UK
Modell-Reihe	OZB-IR
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761361591

Vorgängermodell	OZB-A7101
Zolltarifnummer	85395100

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4,5W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	6500-7000 K
Dimmbar	yes

Durchmesser des Rings	6,2 cm
Polarisationsfilter	yes
Abmessungen (B×T×H)	99×90×33 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	---

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	0 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×150×80 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,95 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	62,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	yes
------	-----

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKA-02	Netzteil Adapter-Set KERN YKA-02
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
YKA-02	Netzteil Adapter-Set KERN YKA-02
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11