

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 326-042

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 326-042              |
| Modell-Reihe           | 326                  |
| Sortiment              | KERN                 |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte         |
| Produktgruppe          | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel         |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1224360       |
| Zolltarifnummer        | 84239090             |

### Technische Daten - Primär

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nennwert            | 1 g - 200 g |
| Gehäuse Holz        | 313-040-100 |
| Gewichtssset Koffer | im Holzetui |

### Technische Daten - Konstruktion

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
|-----------|-------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ist Gewichtssset | ja          |
| Art des Gehäuses | im Holzetui |

### Technische Daten - Messsystem

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nominalwert  | 1 g - 200 g |
| OIML-Klasse  | F1          |
| OIML-konform | ja          |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 152×152×66 mm |
| Bruttogewicht                                      | 0,80 kg       |
| Nettogewicht                                       | 0,80 kg       |
| Versandart                                         | Paketdienst   |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g           |
| Lieferzeiten                                       | 1 d           |

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-417

## FUNKTIONEN

Standard



## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 962-417  | DAkkS-Kalibrierung KERN 962-417                           |
| 962-417R | DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-417R                        |
| 921-417  | Garantierte Plus-Abweichung (? +1/3 OIML) KERN 921-417    |
| 920-712  | Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-712 |

## ERSATZTEILE

| Modell      | Beschreibung                  |
|-------------|-------------------------------|
| 313-040-100 | Gewichtsetui KERN 313-040-100 |
| 315-242     | Pinzette KERN 315-242         |

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

| Modell  | Nennwert   | Toleranz (OIML) | Gehäuse Aluminium | Gehäuse Kunststoff | Gehäuse Holz    | Gewichtssset Koffer |
|---------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 326-36  | 5 kg       | 25 mg           | 346-060-600       | nicht verfügbar    | nicht verfügbar | -                   |
| 326-37  | 10 kg      | 50 mg           | 346-070-600       | nicht verfügbar    | nicht verfügbar | -                   |
| 326-38  | 20 kg      | 100 mg          | 346-080-600       | nicht verfügbar    | nicht verfügbar | -                   |
| 326-39  | 50 kg      | 250 mg          | 346-090-600       | nicht verfügbar    | nicht verfügbar | -                   |
| 326-022 | 1 g - 50 g | -               | -                 | -                  | 313-020-100     | im Holzetui         |
| 326-024 | 1 g - 50 g | -               | -                 | 313-052-400        | -               | im Kunststoffkoffer |
| 326-026 | 1 g - 50 g | -               | 314-020-600       | -                  | -               | im Aluminiumetui    |

| Modell  | Nennwert    | Toleranz (OIML) | Gehäuse Aluminium | Gehäuse Kunststoff | Gehäuse Holz | Gewichtssset Koffer |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 326-032 | 1 g - 100 g | -               | -                 | -                  | 313-030-100  | im Holzetui         |
| 326-034 | 1 g - 100 g | -               | -                 | 313-052-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-036 | 1 g - 100 g | -               | 314-030-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-042 | 1 g - 200 g | -               | -                 | -                  | 313-040-100  | im Holzetui         |
| 326-044 | 1 g - 200 g | -               | -                 | 313-052-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-046 | 1 g - 200 g | -               | 314-040-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-052 | 1 g - 500 g | -               | -                 | -                  | 313-050-100  | im Holzetui         |
| 326-054 | 1 g - 500 g | -               | -                 | 313-052-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-056 | 1 g - 500 g | -               | 314-050-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-062 | 1 g - 1 kg  | -               | -                 | -                  | 313-060-100  | im Holzetui         |
| 326-064 | 1 g - 1 kg  | -               | -                 | 313-082-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-066 | 1 g - 1 kg  | -               | 314-060-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-072 | 1 g - 2 kg  | -               | -                 | -                  | 313-070-100  | im Holzetui         |
| 326-074 | 1 g - 2 kg  | -               | -                 | 313-082-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-076 | 1 g - 2 kg  | -               | 314-070-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-082 | 1 g - 5 kg  | -               | -                 | -                  | 313-080-100  | im Holzetui         |
| 326-084 | 1 g - 5 kg  | -               | -                 | 313-082-400        | -            | im Kunststoffkoffer |
| 326-086 | 1 g - 5 kg  | -               | 314-080-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-092 | 1 g - 10 kg | -               | -                 | -                  | 313-090-100  | im Holzetui         |
| 326-096 | 1 g - 10 kg | -               | 314-090-600       | -                  | -            | im Aluminiumetui    |
| 326-01  | 1 g         | 0,1 mg          | 317-010-600       | 347-030-400        | 317-010-100  | -                   |

| Modell | Nennwert | Toleranz<br>(OIML) | Gehäuse<br>Aluminium | Gehäuse<br>Kunststoff | Gehäuse Holz | Gewichtssset<br>Koffer |
|--------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 326-02 | 2 g      | 0,12 mg            | 317-020-600          | 347-030-400           | 317-020-100  | -                      |
| 326-03 | 5 g      | 0,16 mg            | 317-030-600          | 347-030-400           | 317-030-100  | -                      |
| 326-04 | 10 g     | 0,2 mg             | 317-040-600          | 347-050-400           | 317-040-100  | -                      |
| 326-05 | 20 g     | 0,25 mg            | 317-050-600          | 347-050-400           | 317-050-100  | -                      |
| 326-06 | 50 g     | 0,3 mg             | 317-060-600          | 347-070-400           | 317-060-100  | -                      |
| 326-07 | 100 g    | 0,5 mg             | 317-070-600          | 347-070-400           | 317-070-100  | -                      |
| 326-08 | 200 g    | 1 mg               | 317-080-600          | 347-080-400           | 317-080-100  | -                      |
| 326-09 | 500 g    | 2,5 mg             | 317-090-600          | 347-090-400           | 317-090-100  | -                      |
| 326-11 | 1 kg     | 5 mg               | 317-110-600          | 347-110-400           | 317-110-100  | -                      |
| 326-12 | 2 kg     | 10 mg              | 317-120-600          | 347-120-400           | 317-120-100  | -                      |
| 326-13 | 5 kg     | 25 mg              | 317-130-600          | 347-130-400           | 317-130-100  | -                      |
| 326-14 | 10 kg    | 50 mg              | 317-140-600          | 347-140-400           | 317-140-100  | -                      |