

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KUP-05

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Datenschnittstelle WLAN zur Datenübertragung von Waagen zu PC oder Tablet

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUP-05
Modell-Reihe	KUP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1253940
Zolltarifnummer	90160090

Verpackungsbestandteil 75 g
- nach Gewicht -
Styropor

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×145×40 mm
Bruttogewicht	0,25 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	75 g