

BROCHURE PRODUIT

KERN
3 15-306-303

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 5 g (F2); 50 g (F2)

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-306-303
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML F2 Poids de contrôle

Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
-------------------------------	--------------------------------------

Code EAN (Modèle)	4045761245617
-------------------	---------------

Numéro de tarif douanier	84239090
--------------------------	----------

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 g & 50 g
-----------------	------------

Boîtier aluminium	zet315-000-000
-------------------	----------------

Poids de la caisse	dans un boîtier en aluminium
--------------------	------------------------------

Données techniques - Construction

Matériau	inox
Is weight set	oui
Number of weights in set	2
Type of case	dans un boîtier en aluminium

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Système de mesure

Nominal value	5 g & 50 g
Classe OIML	F2
OIML conform	oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

SERVICES

Modèle	Description
962-400-400	Étalonnage DAkkS KERN 962-400-400

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Boîtier aluminium	Poids de la caisse
315-306-303	5 g & 50 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium