

KERN 316-03

Peso singolo, classe OIML E2, 5 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	316-03
Modello-Serie	316
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML E2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761094857
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 g
Tolleranza (OIML)	0,05 mg
Cassa in alluminio	317-030-600
Cassa in plastica	317-030-400
Cassa in legno	317-030-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 g
Classe OIML	E2
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	0,05 mg
Densità (kg/m³)	7950

Funzioni

Volume (cm³) 0,625

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 8×8×13 mm

Peso lordo 0,05 kg

Peso netto 0,05 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-333

KERN 316-03

Peso singolo, classe OIML E2, 5 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato



Standard

