

# OPTICS OZB-A458 1

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Bloc d'alimentation pour la série pour microscope inversé

### CONTACT

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

Unité d'alimentation électrique en euros OZB-A458 1

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A458 1
Model-Serie	OZB-AZ
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761217751
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	85044095

### Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Classe de protection	classe de protection II - isolation de protection
----------------------	---

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	200×100×50 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1 kg
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

CE	yes
WEEE	yes

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type d'illumination	Intensité de l'éclairage	Capacité de pesage
OZB-A4554			
OZB-A4590			
OZB-A4595			
OZB-A4596			
OZB-A4536			
OZB-A458 1			
OZB-A4582			
OZB-A7906			
OZB-A7907			
OZB-A7908			
OZB-A4534	LED		
OZB-A4535			
OZB-A459 1			
OZB-A790 1			
OZB-A7902			
OZB-A7903			
OZB-A7904			
OZB-A7905			