

KERN 326-086

Jeu de poids, F1, 1 g - 5 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-086
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761224087
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g - 5 kg
Boîtier aluminium	314-080-600
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
Is weight set	Oui
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g - 5 kg
Classe OIML	F1
OIML conform	Oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 460×260×200 mm

Poids brut 18 kg

Poids net 15 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - par poids - plastique 3 kg

Délai de livraison 1 d

Services en option

DAkKS Calibrage 962-421

Les fonctions

KERN 326-086

Jeu de poids, F1, 1 g - 5 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

KERN[®]

Standard

