

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A1210

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Tube trinoculaire

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A1210

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1210
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes polarisants
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761167421
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Trinoculaire
------	--------------

Données techniques - Construction

Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Rotation du tube	oui
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	unilatéral
Dimensions (L×P×H)	230×120×100 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard

