

KERN 327-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-16
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004887
Vorgängermodell	327-76
Nachfolgemodell	327-16-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	317-160-600
Gehäuse Holz	317-160-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	250 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 6250

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×298 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-446

KERN 327-16

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Knopf, Edelstahl poliert

