

KERN 327-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Modell-Artikel-Code | 327-06 |
| Modell-Reihe | 327 |
| Sortiment | KERN |
| Produkt Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761004740 |
| Nachfolgemodell | 327-06-2025e |
| Geplanter Starttermin | 2004-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |

Technische Daten - Primär

| | |
|--------------------|-------------|
| Nennwert | 50 g |
| Toleranz (OIML) | 0,3 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-060-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-070-400 |
| Gehäuse Holz | 317-060-100 |

Technische Daten - Konstruktion

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
|-----------|-------------------|

Technische Daten - Messsystem

| | |
|-----------------|--------|
| Nominalwert | 50 g |
| OIML-Klasse | F1 |
| OIML-konform | Yes |
| Toleranz (OIML) | 0,3 mg |

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 6,25

Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|--|-------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 18×18×29 mm |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-436

KERN 327-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert

