

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 881

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 881
Model-Serie	ODC-88
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761246423
Modèle prédécesseur	ODC 881-2019a
Numéro de tarif douanier	85258900
CE Label	yes

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra oculaire - 23,2 mm
Résolution de la caméra	5,1 MP
Type de capteur	Aptina CMOS
Taille du capteur	1/2,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	Connecteur
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	56×32×32 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	145×95×60 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,45 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	72,1 mg
Composant de l'emballage - en poids - carton	34,5359 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	504,7 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	36,9873 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE yes

FONCTIONS

Standard



FRANCAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A8107	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8107
ODC-A8106	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8106
OXM 902	Logiciel de caméra Microscope VIS KERN OXM 902

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type de caméra	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
ODC 881	USB3 Caméra oculaire - 23,2 mm	5,1 MP	Aptina CMOS	1/2,8"