

## BROCHURE PRODUIT

---

# KERN 315-308-204

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 200 g (F2); 10 g (F1)

---

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | 315-308-204                          |
| Model-Serie                   | 315                                  |
| Assortiment                   | KERN                                 |
| Type de produit               | Poids d'essai                        |
| Groupe de produits            | Kits de sécurité                     |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |

Code EAN (Modèle) 4045761223394

Numéro de tarif douanier 84239090

### Données techniques - Système de mesure

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nominal weights, included | 200 g (F2); 10 g (F1) |
| Valeur nominale           | 10 g & 200 g          |
| Classe OIML               | F1;F2                 |

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 150×115×70 mm    |
| Poids brut                                       | 1,00 kg          |
| Poids net                                        | 0,50 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 500 g            |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

## Données techniques - Vérification

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | oui |
|-----------------------|-----|

## Services en option

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| DAkkS Calibrage | 962-400-400 |
|-----------------|-------------|

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## SERVICES

| Modèle      | Description                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 921-438     | Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-438 |
| 962-400-400 | Étalonnage DAkkS KERN 962-400-400                                 |

## PIÈCES DÉTACHÉES

| Modèle  | Description           |
|---------|-----------------------|
| 315-242 | Pincette KERN 315-242 |