

KERN 347-161

Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-161
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761008939
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Caja aluminio	No disponible
Caja de madera	337-161-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	6250

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	198×198×249 mm
Peso bruto	50 kg
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	17 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-646
-------------------	---------

KERN 347-161

Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado

KERN[®]

Funciones

Standard



2 DAYS