

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-034

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-034
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761291560
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 100 g
----------	--------------

Gehäuse Kunststoff	313-052-400
Gewichtssset Koffer	im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	yes
Anzahl der Gewichte im Set	21
Art des Gehäuses	im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 100 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,90 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-202
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-202</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-202
<u>962-202R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-202R
<u>920-711</u>	Markierung von Prüfgewichten KERN 920-711

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-052-400</u>	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 313-052-400
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270