

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 326-064

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-064
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 1223943
Modello precedente	322-064
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 1 kg
Cassa in plastica	313-082-400
Peso set cassa	in una custodia di plastica

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	sì
Tipo di caso	in una custodia di plastica

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 1 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso lordo	3,8 kg
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-419
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
962-419	Calibrazione DAkKS 962-419
962-419R	Ricalibrazione DAkKS KERN 962-419R
921-419	Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-419
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
313-082-400	Custodia per pesi in plastica KERN 313-082-400
315-242	Pinzetta KERN 315-242

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-36	5 kg	25 mg	346-060-600	non disponibile	non disponibile	-
326-37	10 kg	50 mg	346-070-600	non disponibile	non disponibile	-
326-38	20 kg	100 mg	346-080-600	non disponibile	non disponibile	-
326-39	50 kg	250 mg	346-090-600	non disponibile	non disponibile	-
326-022	1 g - 50 g	-	-	-	313-020-100	in una cassa di legno

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-024	1 g - 50 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-026	1 g - 50 g	-	314-020-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-032	1 g - 100 g	-	-	-	313-030-100	in una cassa di legno
326-034	1 g - 100 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-036	1 g - 100 g	-	314-030-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-042	1 g - 200 g	-	-	-	313-040-100	in una cassa di legno
326-044	1 g - 200 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-046	1 g - 200 g	-	314-040-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-052	1 g - 500 g	-	-	-	313-050-100	in una cassa di legno
326-054	1 g - 500 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-056	1 g - 500 g	-	314-050-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-062	1 g - 1 kg	-	-	-	313-060-100	in una cassa di legno
326-064	1 g - 1 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-066	1 g - 1 kg	-	314-060-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-072	1 g - 2 kg	-	-	-	313-070-100	in una cassa di legno
326-074	1 g - 2 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-076	1 g - 2 kg	-	314-070-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-082	1 g - 5 kg	-	-	-	313-080-100	in una cassa di legno
326-084	1 g - 5 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-086	1 g - 5 kg	-	314-080-600	-	-	in valigetta di alluminio

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-092	1 g - 10 kg	-	-	-	313-090-100	in una cassa di legno
326-096	1 g - 10 kg	-	314-090-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100	-
326-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100	-
326-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100	-
326-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100	-
326-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100	-
326-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100	-
326-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100	-
326-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100	-
326-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100	-
326-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100	-
326-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100	-
326-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100	-
326-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100	-