

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
336-38**

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML F2, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Telefono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

Email : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML F2, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile
- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori
- Per la verifica è necessaria una scatola. Si prega di aggiungere una scatola per pesi singoli.

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	336-38
Modello-Serie	336
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML F2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761232822
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	20 kg
Tolleranza (OIML)	300 mg
Cassa in alluminio	346-080-600
Cassa in plastica	non disponibile
Cassa in legno	non disponibile

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	233×115×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	20 kg
Classe OIML	F2
Conformità OIML	sì
Tolleranza (OIML)	300 mg

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	233×115×145 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-445
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-080-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 346-080-600

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-445	Calibrazione DAkKS 962-445
962-445R	Ricalibrazione DAkKS KERN 962-445R
920-30	Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30
920-301	Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301
920-321	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-321

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
336-36	5 kg	80 mg	346-060-600	non disponibile	non disponibile
336-37	10 kg	160 mg	346-070-600	non disponibile	non disponibile
336-38	20 kg	300 mg	346-080-600	non disponibile	non disponibile
336-39	50 kg	800 mg	346-090-600	non disponibile	non disponibile