







Einsteiger-Analysenwaage mit Kompaktgehäuse

Merkmale

- KERN AXE: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN AXS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen MehrpreisSehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großer Glaswindschutz, serienmäßigGroßer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 175×150×205 mm
- Hauptanwendungsbereiche:
- Schmuckindustrie
- Qualitätslabore
- Schulen und Universitäten

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, Ø 80 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Gesamtabmessungen	Nettogewicht _	Optionen
							DAkkS-Kalibrierschein
	[Max]	[d]			B×T×H		DAkkS
KERN	g	mg	mg	mg	mm	kg	KERN
AXE 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXE 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 100-4	120	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101
AXS 200-4	220	0,1	0,2	± 0,3	195×300×295	5,0	963-101