

KERN 346-89

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-89
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241664
Modello precedente	346-89-2018a
Modello successivo	346-89-2024e2; 346-89-2025e
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	2,5 g

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	310×155×192 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Densità (kg/m ³)	7100

Funzioni

Volume (cm³) 7042,2535

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	330×180×230 mm
Peso lordo	50 kg
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-646
--------------------	---------

KERN 346-89

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]

Standard

