


## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN KUM-04

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Interfaccia dati interna Ethernet

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

- I KERN Universal Module (KUM) consentono lo scambio di dati e comandi tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WiFi. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- I moduli di interfaccia KUM per RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi scelte dal cliente vengono applicati direttamente sulla scheda di controllo, in modo da garantire la protezione IP dell'alloggiamento

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Modello codice articolo       | KUM-04                         |
| Modello-Serie                 | KUM                            |
| Assortimento                  | KERN                           |
| Tipologia di prodotto         | Accessori generali per bilance |
| Gruppo di prodotti            | Accessori (stampante, ecc.)    |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Accessori/DL                   |
| Codice EAN (Modello)          | 404576 1476752                 |
| Numero di tariffa doganale    | 90160090                       |

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 100 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                      | 225×145×40 mm   |
| Peso lordo                                      | 0,50 kg         |
| Peso netto                                      | 0,30 kg         |
| Metodo di spedizione                            | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 100 g           |