

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN YKC-01

Datum: 22.03.2025

DEUTSCH



Zuverlässiger Thermodrucker für Standard-Anwendungen

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



### BESCHREIBUNG

- Preisgünstiger Thermodrucker zum Ausdruck von Wägewerten, Rezepturen, Stückzahlen, etc. oder zur GLP-Protokollierung von Wägedaten
- Geschwindigkeit: 300 mm/s
- Max. 58 Zeichen/Zeile
- Unterstützte Papierstreifenbreite: 80 mm (Rolle)
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU, serienmäßig
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten

### SPEZIFIKATIONEN

#### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | YKC-01                         |
| Modell-Reihe           | YKC                            |
| Sortiment              | KERN                           |
| Produkt Segment        | Allgemeines Zubehör für Waagen |
| Produktgruppe          | Zubehör (Drucker, etc.)        |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/D L       |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN-Code (Modell) | 4045761230378 |
| Vorgängermodell   | YKC-01-2023a  |
| Zolltarifnummer   | 84239010      |
| CE Label          | ja            |

#### Technische Daten - Spannungsversorgung

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Netzadapter/Adapter enthalten | EURO          |
| Eingangsspannung              | 100 V - 240 V |
| Netzadapter                   | Netzteil      |

## Technische Daten - Umweltbedingungen


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Luftfeuchtigkeit    | 85 %  |
| Maximale<br>Betriebstemperatur  | 50 °C |
| Minimale<br>Umgebungstemperatur | 0 °C  |
| Minimale<br>Luftfeuchtigkeit    | 20 %  |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen<br>Verpackung (B×T×H)                        | 220×215×150 mm |
| Bruttogewicht                                            | 1,4 kg         |
| Nettogewicht                                             | 0,80 kg        |
| Versandart                                               | Paketdienst    |
| Verpackungsbestandteil<br>- nach Gewicht - Karton        | 320 g          |
| Verpackungsbestandteil<br>- nach Gewicht -<br>Kunststoff | 320 g          |
| Lieferzeiten                                             | 1 d            |

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ZUBEHÖR

| Modell  | Beschreibung              |
|---------|---------------------------|
| YKC-A01 | Papierrolle KERN YKC-A01  |
| YKC-A10 | Papierrollen KERN YKC-A10 |

## DIENTSTLEISTUNGEN

| Modell  | Beschreibung                                 |
|---------|----------------------------------------------|
| 970-015 | Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-015 |