

# KERN 346-83

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 kg, Peso de la carga pesada, acero, lacado

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-83
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761479579
Modelo predecesor	346-83-2024a
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 kg
Tolerancia (OIML)	25 g

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	760×500×320 mm
Material	Acero, lacado

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	25 g
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volumen (cm <sup>3</sup> )	69444

## Funciones

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	760×500×320 mm
Peso bruto	500 kg
Peso neto	500 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	2 d

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-693
-------------------	---------

# KERN 346-83

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 kg, Peso de la carga pesada, acero, lacado



Standard

