


PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 346-000-000

Datum: 17.04.2025

DEUTSCH



Individueller Gewichtskorb für Blockgewichte

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

- Individuelle Gewichtskörbe zum Prüfen hochlastiger Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wiegehubwagen, Kranwaagen, etc. dienen gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Gewichte
- Gewichtskorb und Gewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden, das spart Zeit und Geld
- Der Gewichtskorb kann in den OIML Genauigkeitsklassen M1 – M3 kalibriert werden
- KERN fertigt auf Anfrage nach Ihren Vorgaben einen „maßgeschneiderten“ Gewichtskorb für Sie an

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-000-000
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1224995
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	1000×500×500 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem

OIML-Klasse	M1
OIML-konform	ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-600
-------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-646	DAkKS-Kalibrierung KERN 962-646
962-600	DAkKS-Kalibrierung KERN 962-600
962-600R	DAkKS-Rekalibrierung KERN 962-600R

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-
346-88	20 kg	1 g	346-080-600
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-
346-84	1000 kg	50 g	-
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600

DEUTSCH