

BROCHURE DEL PRODOTTO**OPTICS
OBB-A6 102UK**

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Per la massima flessibilità e il massimo comfort nella stereomicroscopia
- Queste unità di illuminazione professionali garantiscono un'eccellente qualità di illuminazione con intensità costante sull'oggetto.
- Naturalmente queste unità di illuminazione esterne sono adatte anche al vostro stereomicroscopio standard.
- Eccezione: delle illuminazioni ad anello in combinazione con le seguenti serie: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A6102UK
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218475
Numero di tariffa doganale	85395100
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4,5W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6313 K
Dimmerabile	sì
Diametro dell'anello	6,3 cm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×110×55 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	125 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- polistirolo 0 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE sì

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di illuminazione	Intensità di illuminazione
OBB-A6102	LED	4,5W
OBB-A6102UK	LED	4,5W