

# KERN KMA-TMN

Date: 28.01.2025

FRANCAIS



Afficheur : Plastiques, protège contre la poussière et les projections d'eau , alimentation électrique intégré

### CONTACT

 Adresse

**KERN & SOHN GmbH**  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0  
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Afficheur KMA-TMN, écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm, unités de mesure kg

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KMA-TMN
Model-Serie	KMA
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne de chaise
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	404576 1209787
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
Modèle en voie de disparition	yes

### Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

### Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h

Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
-----------------------	------------------------------

### Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
----------------------	-------------------------------

Unités de pesage	kg
------------------	----

### Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
-------------------	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Température ambiante minimale	-10 °C
-------------------------------	--------

Humidité minimale	0 %
-------------------	-----

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	205×370×100 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	1,2 kg
------------	--------

Poids net	0,55 kg
-----------	---------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - carton	236 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	236 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

## Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU	yes
--	-----

Classe de vérification	III
------------------------	-----

## PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description	Prix
RMCC-5001	Prise de connexion RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Couverture d'affichage RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Montage pour les piles KERN MBC-A09	15,00 €
RMCC-8008	Couvercle du compartiment des piles RMCC-8008	5,00 €

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Lisibilité	Valeur de vérification (e)
RMCC-9001			
RMCC-5001			
RMCC-6001			
RMCC-1001	300 kg		
RMCC-9002			
RMCC-9003			
RMCC-9004			
RMCC-8008			
RMCC-3001			
RMCC-8002			
RMCC-9005			
RMCC-8003			
RMCC-8004			
RMCC-8005			
RMCC-8006			
RMCC-8007			
RMCB-6001			
RMCB-4010			
RMCCN-8003			
RMCCN-4010			
RMCC-9006			
RMCC-8018			
RMCC-8013			
RMCC-8014			
RMCB-8025			

RMCB-8026

---

RMCC-2001

---

RMCCN-2001

---

RMCCN-4011

---

RMCCN-2002

---

RTMCN-4001

---

RTMCN-8001

---

RTMCN-3001

---

RTMCN-8002

---

RTMCN-8003

---

RTMCN-2001

---

RTMCN-9002

---

RTMCN-8004

---

RMCD-1001                      500 kg

---

RMCC-8009

---

KMA-TMN

---

RMCB-8017

---

RMCB-8018

---

RMCCN-5001

---

RMCCN-8001

---

RMCCN-8002

---

RMCC-9010

---

RMCB-1001

---

RMCB-8004

---

RMCB-8006

---

RMCB-2003

---

RMCB-8015

---

RMCB-8016

---

RMCB-8003

---

RMCB-8005

---

RMCB-8019

---

RMCD-4001

---

RMCD-8001

---

RMCD-8002

---

RMCD-9001

---

RMCD-9002

---

RMCD-8003

---

RMCD-8004

---

RMCD-8005

---

RMCD-8006

---

RMCD-8007

---