

OPTICS OZB-A2 185

Datum: 28.01.2025



Netzteil

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Netzteil OZB-A2185

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A2185
Modell-Reihe	OZB-AZ
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Video-Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	4045761249172
Geplanter Starttermin	unbestimmt-1HJ
Zolltarifnummer	85044095

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Tischnetzteil (trennbar, Kaltgerätestecker C14)
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung
--------------	------------------------------------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×50×50 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,45 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	150 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verifizierung

CE	yes
WEEE	yes

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Optisches System	Objektive	Beleuchtung	Kamera-Auflösung	Sensor-Typ	Größe des Sensors
OZB-A2185						
OZB-A2181						
OZB-A2182						
OZB-A2183						
OZB-A2184						
OZB-A2186						
OZB-A2102						
OBB-A3230						
OBB-A3228						
OZB-A2187						

DEUTSCH