

KERN OZB-A4571UK

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A4571UK
Modell-Reihe	OZB-IR
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761218482
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	94054239

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	7000-11000 K
Dimmbar	Yes
Durchmesser des Rings	6 cm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Funktionen

Standard

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×200×50 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,45 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	72,0324 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	2,3112 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	21,9564 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

KERN OZB-A4571UK

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

