

OPTICS OBB-A 1327

Date: 29.01.2025

FRANCAIS




Table à mouvements croisés à réglage mécanique pour microscopes métallurgiques

CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Platine de microscope OBB-A1327

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1327
Model-Serie	OBB-AS
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761168626
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Construction

Taille de la table	200×140 mm
Distance de déplacement de la table	76×52 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	250×180×160 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Système optique	Tube	Oculaire	Objectifs standard	Qualité des objectifs	Illumination
OBB-A1196						
OBB-A1585						
OBB-A1587						
OBB-A1588						
OBB-A1535						
OBB-A1536						
OBB-A1558						
OBB-A1584						
OBB-A1524						
OBB-A1532						
OBB-A1533						
OBB-A1534						
OBB-A1434						
OBB-A1301						
OBB-A1309						
OBB-A1310						
OBB-A1433						
OBB-A1327						
OBB-A1331						