

## BROCHURE PRODUIT

# KERN MBC-A01

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Toise mécanique à fixer à la balance, plage de mesure 10 cm – 80 cm, partage 1 mm

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Toise mécanique MBC-A01

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	MBC-A01
Model-Serie	MBC
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Mesure de la taille corporelle
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761133624
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	yes

### Données techniques - Primaire

Plage de mesure	80 cm
Lecture	1 mm

### Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	900×465×180 mm
--------------------	----------------

### Données techniques - Système de mesure

Plage de mesure	80 cm
Lecture	1 mm
Longueur minimale	10 cm

Type d'appareil                      mécanique

Unités                                      cm;inch;inch/ft

Tolérance Longueur                  5 mm

### Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale                  80 %

Température maximale de fonctionnement      40 °C

Température ambiante minimale                  0 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)              180×890×140 mm

Poids brut                                  1,4 kg

Poids net                                   0,80 kg

Mode d'expédition                    Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton      300,65 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique      300,65 g

Délai de livraison                      1 d

### Données techniques - Vérification

Classe MPG                              1m

Code GMDN                              37001

## FONCTIONS

Standard



UNIT



1 DAY

## PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
RMBC-9001	Couverture RMBC-9001