

# KERN 347-151

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 347-151                               |
| Serie de modelos             | 347                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                       |
| Grupo de productos           | Pesas de prueba OIML M1               |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761008922                         |
| Fecha de inicio prevista     | 2004-1HJ                              |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                              |

## Datos técnicos - Primarios

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Valor nominal     | 20 kg         |
| Tolerancia (OIML) | 1 g           |
| Caja aluminio     | No disponible |
| Caja de madera    | 337-151-200   |

## Datos técnicos - Construcción

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Material | Acero inoxidable finamente torneado |
|----------|-------------------------------------|

## Datos técnicos - Sistema de medición

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Valor nominal                 | 20 kg |
| Clase OIML                    | M1    |
| Conforme OIML                 | Sí    |
| Tolerancia (OIML)             | 1 g   |
| Densidad (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )    | 2500  |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)           | 137×137×217 mm       |
| Peso bruto                                    | 20 kg                |
| Peso neto                                     | 20 kg                |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g                  |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## Servicios opcionales

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DAkKS Calibración | 962-645 |
|-------------------|---------|

# KERN 347-151

Pesas individuales, Clase OIML M1, 20 kg, Peso de control, acero inoxidable finamente torneado



## Funciones

### Standard

