



NEW



Imprimante à aiguilles KERN YKT-01

Imprimante de haute qualité avec un grand écran LCD et de nombreuses fonctions

Caractéristiques techniques

- Procédé d'impression : 8 aimants de pression avec matrice de points
- Vitesse: 1,7 lignes/s
- Taille des caractères (caractères ASCII) : L×H 1,7×2,6 mm
- Durée de vie : 1 million de lignes
- Cartouche de ruban coloré : EPSON ERC-22 ou ERC-09B
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série

Accessoires


- Ruban pour imprimante (1 pc), KERN YKT-A03
- Rouleau de papier (1 rouleau), KERN 911-013-002
- Rouleau de papier (10 rouleaux), KERN 911-013-010

Easy Touch

Conseil :

EasyTouch Individual Print

Le produit imprimé (p. ex. les étiquettes) peut être conçu librement. La taille de la zone d'impression ainsi que le placement des éléments d'impression peuvent être adaptés individuellement. La fonction de code-barres permet d'imprimer chaque élément sous forme de code-barres ou QR code. Pour plus de détails, voir *EasyTouch*



Exemples d'impression avec ET Individual Print

DE SÉRIE



Information pour la commande des imprimantes :

Veuillez indiquer en cas de commande votre modèle de balance pour que l'imprimante puisse être préconfigurée en conséquence à l'usine.