

KERN ODC 825

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 825
Modell-Reihe	ODC-82
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras (1)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761190450
Vorgängermodell	ODC 824
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	85258900
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	USB2 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera-Auflösung	5,1 MP
Sensor-Typ	Aptina CMOS
Größe des Sensors	1/2,5"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	USB 2.0
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 8
Anwendbare Software	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Funktionen der Software	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme

Abmessungen (B×T×H)	80×80×45 mm
---------------------	-------------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzstecker	USB B
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	164×164×75 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,60 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	342,022 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12,0959 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	62,9821 g
Lieferzeiten	1 d

KERN ODC 825

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation,
Archivierung und Bildbearbeitung



Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Funktionen

Standard



USB 2.0



USB 3.0



SOFTWARE



1 DAY