

# KERN OBB-A6102UK

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A6102UK
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218475
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	85395100
CE Label	Sì

## Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4,5W

## Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6313 K
Dimmerabile	Sì
Diametro dell'anello	6,3 cm

## Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo
----------------------	---

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

## Funzioni

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×110×55 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	125 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

RAEE	Sì
------	----

# KERN OBB-A6102UK

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente,  
uniforme e potente

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

