

KERN ODC 241

Tableta con cámara integrada para la observación óptica y la documentación digital de la muestra

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | ODC 241 |
| Serie de modelos | ODC-2 |
| Surtido | Optics |
| Tipo de producto | Microscopios |
| Grupo de productos | Cámaras para microscopio |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761217683 |
| Fecha de inicio prevista | 2018-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 85258900 |
| CE Label | Yes |

Datos técnicos - Primarios

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo de cámara | Cámara de la tableta |
| Resolución de la cámara | 5 MP |
| Tipo de sensor | Sony CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2,8" |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|----------------------|---|
| Capacidad de color | Color |
| Montaje de la cámara | C-Mount |
| Interfaces | Drahtlose Datenübertragung;HDMI;HDMI Micro;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN |
| Sistema operativo | Win 10;Win 11 |
| Software aplicable | Integrierte Kamerasoftware |

| | |
|------------------------|---|
| Funciones del software | Captación de imágenes;Mediciones;Grabaciones de vídeo |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 238×182×51 mm |

Datos técnicos - Pantalla

| | |
|------------------------|-------------|
| Tipo de pantalla | Táctil LCD |
| Tamaño de la pantalla | 9,7" |
| Resolución de pantalla | 2.048x1.536 |

Datos técnicos - Fuente de alimentación

| | |
|----------------------|---|
| Tipo de alimentación | Fuente de alimentación de enchufe |
| Tensión de entrada | 100-240V AC 50/60Hz 5A |
| Enchufe | Más dentro, menos fuera |
| Clase de protección | Clase de protección III - tensión extrabaja de protección |
| Fijación del cable | Desmontable |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|--|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 275×230×85 mm |
| Peso bruto | 1,2 kg |
| Peso neto | 0,80 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 0 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 206,483 g |

KERN ODC 241

Tableta con cámara integrada para la observación óptima y la documentación digital de la muestra



| | |
|--|---------|
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 1,539 g |
|--|---------|

| | |
|---|-----------|
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 48,4785 g |
|---|-----------|

| | |
|--|-----|
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
|--|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Plazo de entrega | 1 d |
|------------------|-----|

Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Storage Temp Max | 40 °C |
|------------------|-------|

Datos técnicos - Verificación

| | |
|------|-----|
| WEEE | Yes |
|------|-----|

Funciones

Standard

