

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 347-015

Data: 28.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-015
Modello-Serie	347-015
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761256132
Modello precedente	347-415
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g
Tolleranza (OIML)	1 mg
Cassa in alluminio	non disponibile
Cassa in plastica	347-030-400

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g
Classe OIML	M1
Conformità OIML	sì
Tolleranza (OIML)	1 mg
Densità (kg/m ³)	8000
Volume (cm ³)	0,119

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	13×13×2 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-631
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
347-030-400	Custodia per pesi in plastica KERN 347-030-400
347-075-100	Asta di supporto KERN 347-075-100
347-095-100	Asta di supporto KERN 347-095-100
347-115-100	Asta di supporto KERN 347-115-100
315-242	Pinzetta KERN 315-242

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-631	Calibrazione DAkkS 962-631
962-631R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-631R
920-30	Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30
920-32	Marcatura per incisione KERN 920-32
920-301	Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301
920-321	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-321

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica
347-015	1 g	1 mg	non disponibile	347-030-400